


Anticorpo Policlonale Anti-Plek Per Wb, Elisa - P08567

Numero articolo: CM0029084



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla pleckstrina umana (PLEK/p47), convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione dei substrati della protein chinasi C nelle piastrine e per la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLEK Rabbit pAb
Annotazioni/alias	P47; PLEK1; PLEK
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5341
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 della PLEK umana (NP_002655.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08567
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio