

Anticorpo Policlonale Anti-Plekhhb2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Cs7

Numero articolo: CM0023490



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a PLEKHB2 umano (evectin-2), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva una proteina di 25 kDa coinvolta nel trasporto retrogrado degli endosomi. Ideale per la ricerca IVD e applicazioni diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLEKHB2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EVT2; PLEKHB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55041
GeneID	55041
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-222 di PLEKHB2 umano (NP_001094093.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96CS7
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio