

Anticorpo Policlonale Anti-Plg Di Coniglio Per Wb E Elisa - P00747

Numero articolo: CM0026408



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il plasminogeno umano (PLG) per applicazioni di Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della fibrinolisi, del rimodellamento tissutale e delle vie della coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb PLG di Coniglio
Note/Alias	HAE4; PLG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5340
GeneID	5340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 del PLG umano (NP_000292.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00747
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio