


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Plgf Per Wb, If-P, Elisa - P49763

Numero articolo: CM0006330



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro il PLGF umano (Fattore di crescita placentare), validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su angiogenesi e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLGF Rabbit mAb
Note/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5228
GeneID	5228
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del PLGF umano (P49763).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49763
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio