


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plgf Per Wb Ed Elisa - P49763

Numero articolo: CM0018951



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PLGF umano (fattore di crescita placentare), validato per WB ed ELISA. Riconosce PLGF umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e sulla crescita tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLGF Rabbit pAb
Note/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5228
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-170 di PLGF umano (NP_002623.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49763
Peso Proteico	25 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio