


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Plgf Per Wb, If-P, Elisa - P49763

Numero articolo: CM0022568



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio affidabile targeting PLGF umano (P49763) per applicazioni WB, IF-P e ELISA. Rileva PLGF di topo e ratto. Adatto per studi su angiogenesi e crescita tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLGF Rabbit pAb
Note/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5228
ID gene	5228
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-221 di PLGF umano (NP_002623.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49763
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio