


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plk1 (Plk1/Stpk13) Per Wb, Elisa - P53350

Numero articolo: CM0003640



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro PLK1 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con PLK1 di uomo, topo, ratto e scimmia. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLK1 Rabbit mAb
Note / Alias	PLK; STPK13; PLK1
Specie	Uomo
Gene ID	5347
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 272-495 di PLK1 umano (NP_005021.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P53350
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio