


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Plk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P53350

Numero articolo: CM0027898



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PLK1 umana, adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con la PLK1 di topo e ratto. Fondamentale per lo studio della progressione mitotica, della dinamica dei centrosomi e della citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PLK1, PLK, STPK13
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5347
GeneID	5347
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 304-603 della PLK1 umana (NP_005021.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53350
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio