


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plk2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyy3

Numero articolo: CM0025651



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PLK2 umano (SNK/hPlk2), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della plasticità sinaptica e della duplicazione dei centrioli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-PLK2
Note/Alias	SNK; hSNK; hPlk2; PLK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10769
GeneID	10769
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 361-439 di PLK2 umano (NP_006613.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NYY3
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio