

Anticorpo Policlonale Anti-Plk3 Per Wb, Elisa - Q9H4B4

Numero articolo: CM0025665



introduzione

PLK3 Rabbit pAb validato per WB, ELISA in Umano, Topo, Ratto. Immunogeno proteina di fusione ricombinante. Serina/treonina chinasi PLK3 coinvolta nel ciclo cellulare e nella risposta allo stress. Ideale per studi sull'apoptosi e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLK3 Rabbit pAb
Note/Alias	CNK; FNK; PRK; PLK-3; PLK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1263
GeneID	1263
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 487-646 di PLK3 umano (NP_004064.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4B4
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio