

Anticorpo Policlonale Anti-Plk4 Per Wb Ed Elisa - 000444

Numero articolo: CM0025770



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PLK4 (Polo-like chinasi 4) per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Rileva PLK4 umano, di topo e di ratto (~109 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLK4 Rabbit pAb
Note/Alias	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10733
Gene ID	10733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 641-970 di PLK4 umano (NP_055079.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00444
Peso Proteico	109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio