

Anticorpo Policlonale Anti-Plod1 Per Wb, Elisa - Q02809

Numero articolo: CM0017300

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce PLOD1 umano (lisil idrossilasi 1), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla biosintesi del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLOD1 Rabbit pAb
Note/Alias	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5351
GeneID	5351
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 488-727 di PLOD1 umano (NP_000293.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q02809
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio