

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plod2/Lh2 Per Wb, Elisa - 000469

Numero articolo: CM0006977

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro PLOD2/LH2 (lisil idrossilasi 2), validato per WB e ELISA. Rileva una proteina di 85kDa in campioni umani e di ratto. Essenziale per la ricerca sui cross-link e sulla stabilità del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PLOD2/LH2
Note/Alias	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5352
GeneID	5352
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-380 di PLOD2/LH2 umano (NP_000926.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Ratto
SWISS	O00469
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacca refrigerante