

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Plod2/Lh2 Per Wb Ed Elisa - 000469

Numero articolo: CM0027466

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio PLOD2/LH2 validato per WB ed ELISA, reattivo su umano, topo e ratto. Mir alla procollagene-lisina,2-ossoglutarato 5-diossigenasi 2, un enzima chiave nell'incrocio del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLOD2/LH2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5352
ID Gene	5352
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-380 di PLOD2/LH2 umano (NP_000926.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	000469
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio