


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Plod3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60568

Numero articolo: CM0017036



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PLOD3 (LH3) umana validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce la PLOD3 umana e murina, una prolisilina idrossilasi e glicosiltransferasi multifunzionale essenziale per la biosintesi del collagene e la formazione della membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLOD3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LH3; PLOD3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8985
GeneID	8985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-280 della PLOD3 umana (NP_001075.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O60568
Peso proteico	85 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio