


Anticorpo Monoclonale Anti-Plod3/Lh3 Per Wb, Elisa - O60568

Numero articolo: CM0002150



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PLOD3 (LH3) umano, validato per WB e ELISA.

Riconosce PLOD3 umano e murino, peso molecolare 85 kDa. Adatto per ricerche sulla modificazione del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Campo	Valore
Nome prodotto	PLOD3 Rabbit mAb
Note/Alias	LH3; PLOD3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	8985
ID gene	8985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-306 di PLOD3 umano (NP_001075.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O60568
Peso proteico	85 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio