

## Anticorpo Policlonale Anti-Plp1 Per Wb, If-P, Elisa - P60201

Numero articolo: CM0013664



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PLP1 umana (proteina proteolipidica della mielina), adatto per WB, IF-P, ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla mielina e sulle patologie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | PLP1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                           |
| GeneID              | 5354                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 102-148 della PLP1 umana (NP_955772.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                               |
| SWISS               | P60201                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 30 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                              |