

Anticorpo Policlonale Anti-Plp1 Per Wb, Ihc, If, Elisa - P60201

Numero articolo: CM0023007



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PLP1 umano (proteina proteolipidica della mielina), validato per WB, IHC, IF ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze e sulla mielina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	PLP1 Rabbit pAb
Note/alias	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Specie	Umana
GeneID	5354
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-150 della PLP1 umana (NP_000524.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P60201
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante