

Anti-Pls1 (Plastin-1) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14651

Numero articolo: CM0017634

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la plastina-1 umana (PLS1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del fascicolamento dell'actina e della formazione degli stereocilia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLS1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DFNA76; PLS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5357
Gene ID	5357
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-110 della PLS1 umana (NP_001165783.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14651
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio