


Anti-PLS3 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P13797

Numero articolo: CM0027378



introduzione

L'Anti-PLS3 Anticorpo Policlonale Coniglio mira alla plastina-3 (T-plastina), una proteina di raggruppamento dell'actina. Validato per WB, IP, ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sull'osteoporosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLS3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BMND18; T-plastin; PLS3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5358
Gene ID	5358
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano,Topo,Ratto
SWISS	P13797
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio