

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plscr3 Per Wb Ed Elisa - Q9Nry6

Numero articolo: CM0003241

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro PLSCR3 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Peso molecolare atteso ~32 kDa. Adatto per la ricerca sulla fosfolipid scramblasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-PLSCR3
Note/Alias	PLSCR3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57048
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PLSCR3 umano (Q9NRY6)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRY6
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca refrigerante