

Anticorpo Monoclonale Anti-Pltp Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55058

Numero articolo: CM0008407

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-PLTP per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina di trasferimento dei fosfolipidi endogena umana, murina e rat (~55 kDa). Supporta la ricerca sul rimodellamento delle HDL e sul trasporto dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLTP Rabbit mAb
Note/Alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5360
ID Gene	5360
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aa 200-300 del PLTP umano (P55058)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P55058
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio