

Anticorpo Policlonale Anti-Plvap Per Wb, Elisa - Q9Bx97

Numero articolo: CM0018304

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PLVAP umano (PV1), validato per WB ed ELISA. Adatto per la reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio delle fenestre endoteliali, della permeabilità vascolare e dei diaframmi nella biologia microvascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLVAP Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP
Specie	Umano
Gene ID	83483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-442 di PLVAP umano (NP_112600.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BX97
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio