

Anticorpo Policlonale Anti-Plzf Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q05516

Numero articolo: CM0030271



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PLZF (ZBTB16/ZNF145) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della repressione trascrizionale e della differenziazione mieloide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLZF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PLZF; ZNF145
Specie	Umano
Gene ID	7704
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-300 di PLZF umano (NP_005997.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05516
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio