

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Plzf Per Wb - Q05516

Numero articolo: CM0002570



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità che targetizza PLZF umano (ZBTB16/ZNF145). Validato per WB, IP, IF-P, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale e ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PLZF Coniglio mAb
Note/Alias	PLZF; ZNF145
Specie	Umano
Gene ID	7704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-300 del PLZF umano (NP_005997.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05516
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa ghiaccio