


Anticorpo Policlonale Anti-Pmaip1 (Noxa/Apr) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13794

Numero articolo: CM0025355



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PMAIP1 umano (NOXA), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAb di Coniglio PMAIP1
Note/Alias	APR, NOXA, PMAIP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5366
GeneID	5366
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-54 di PMAIP1 umano (NP_066950.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13794
Peso Proteico	6kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio