

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pmch Per Wb, Elisa - P20382

Numero articolo: CM0026030



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PMCH umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini, bersagliando la proteina precursore pro-MCH (~19 kDa). Ideale per la ricerca sui neuropeptidi, sull'obesità e sugli studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PMCH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MCH; ppMCH; PMCH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5367
ID Gene	5367
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-165 di PMCH umano (NP_002665.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P20382
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio