

Anticorpo Monoclonale Anti-Pmel (Gp100) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40967

Numero articolo: CM0004872

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PMEL umano (gp100), validato per Western blot, IHC (paraffina) ed ELISA. Adatto per la ricerca sul melanoma, la biologia dei melanosomi e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PMEL Coniglio mAb
Note/Alias	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Specie	Umano
GenelD	6490
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P40967
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio