

Anticorpo Policlonale Anti-Pmel Per Wb, If/Icc, Elisa - P40967

Numero articolo: CM0027855



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il PMEL umano (gp100), validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, ideale per studi sulla biogenesi dei melanosomi e sugli antigeni del melanoma. 70 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PMEL Rabbit pAb
Note/Alias	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6490
GeneID	6490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-430 del PMEL umano (NP_008859.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40967
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio