

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pmepa1 Per Wb Ed Elisa - Q969W9

Numero articolo: CM0015462

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PMEPA1 umano (TMEPAI), validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione TGF-beta e della regolazione del recettore androgenico nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PMEPA1 Rabbit pAb
Note/Alias	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Specie	Umano
Gene ID	56937 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 173-252 di PMEPA1 umano (NP_954638.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969W9
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio