

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pmepa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q969W9

Numero articolo: CM0021429

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la proteina umana PMEPA1 (TMEPAI), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta e sul cancro della prostata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PMEPA1 Rabbit pAb
Note/alias	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	56937
GeneID	56937
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 173-252 della PMEPA1 umana (NP_954638.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q969W9
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante