

Anticorpo Monoclonale Anti-Pmf1 Per Wb, Elisa - Q6P1K2

Numero articolo: CM0003184



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PMF1, adatto per Western blot e ELISA. Validato su campioni umani e di ratto. Il fattore 1 modulato dalle poliammine da 23 kDa è coinvolto nella segregazione cromosomica e nella trascrizione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PMF1 Rabbit mAb
Note/Alias	PMF1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	11243
ID Gene	11243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 della proteina PMF1 umana (NP_009152.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q6P1K2
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio