

Anticorpo Policlonale Anti-Pml Per Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Numero articolo: CM0024152



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina PML umana, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. PML è una proteina impalcatura dei corpi nucleari coinvolta nella soppressione tumorale, nell'apoptosi e nella difesa antivirale. Ideale per uso nella ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PML Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5371
GeneID	5371
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 571-611 del PML umano (NP_150241.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P29590
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio