

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pml+Rara Per If/Icc Ed Elisa - P29590 / P10276

Numero articolo: CM0020099



introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro la proteina di fusione PML-RARA (APL di tipo L). Validato per IF/ICC ed ELISA in campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sulla leucemia APL e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PML+RARA pAb di coniglio
Note/Alias	PML/RARA; APL di tipo L
Specie	Uomo
GeneID	5371/5914
Immunogeno	peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 500-600/1-100 di PML+RARA umano (NP_150241.2/NP_000955.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P29590/P10276
Peso della proteina	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
Spedizione	Borsa refrigerata