

Anti-Pmm2 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O15305

Numero articolo: CM0025400



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina PMM2 (Fosfomannomutasi 2) umana, adatto per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di uomo, topo e ratto. Utile per la ricerca sui disturbi congeniti della glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PMM2 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri Nomi	PMI; CDG1; CDGS; PMI1; CDG1a; PMM 2; PMM2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5373
GeneID	5373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-246 della PMM2 umana (NP_000294.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15305
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio