

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pmp70/Abcd3 - P28288

Numero articolo: CM0023376



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PMP70/ABCD3, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Adatto per lo studio del trasporto e del metabolismo degli acidi grassi perossisomiali nell'uomo, nel topo e nel ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PMP70/ABCD3 Rabbit pAb
Note/Alias	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Specie	Umano
GeneID (umano)	5825
GeneID	5825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-475 di PMP70/ABCD3 umano (NP_002849.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28288
Peso Proteico	75 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio