

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pmpca Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q10713

Numero articolo: CM0006729

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro PMPCA (alfa-MPP). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sul processamento mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PMPCA
Note/alias	CLA1; CPD3; MAS2; P-55; SCAR2; INPP5E; Alpha-MPP; PMPCA
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23203
GeneID	23203
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 291-525 della PMPCA umana (NP_055975.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q10713
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante