

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pmpcb Per Wb, Elisa - 075439

Numero articolo: CM0015635

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PMPCB, una proteasi di processing mitocondriale chiave. Validato per applicazioni WB e ELISA in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'importazione mitocondriale e sul turnover di PINK1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	PMPCB Rabbit pAb
Note/Alias	MAS1; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9512
GeneID	9512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-380 della PMPCB umana (NP_004270.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075439
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio