

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pms1 Per Wb, Elisa - P54277

Numero articolo: CM0021482



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PMS1 umano (proteina per la riparazione dei mismatch del DNA). Validato per applicazioni WB ed ELISA, supporta la ricerca sulla riparazione del DNA e sul cancro colorettale ereditario non poliposico (HNPCC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PMS1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5378
GeneID	5378
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 405-619 della PMS1 umana (NP_000525.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P54277
Peso proteico	106 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio