


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pms2 (Validato Ko) Per Wb Ed Elisa - P54278

Numero articolo: CM0006435



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-PMS2 (Validato KO) ottimizzato per Western blot ed ELISA, che riconosce PMS2 umano (96 kDa). Un marcatore endonucleasico di riparazione dei mismatch per la ricerca sul cancro del colon-retto (HNPCC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] PMS2 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5395
Immunogeno	Proteina ricombinante di PMS2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P54278
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio