


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pms2 Per Wb, Elisa - P54278

Numero articolo: CM0025083



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PMS2 umano, un'endonucleasi di riparazione dei mismatch. Convalidato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con il ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e studi sul MMR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PMS2 Rabbit pAb
Note/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; PMS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5395
GeneID	5395
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P54278
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio