


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pms2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P54278

Numero articolo: CM0013463



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'endonucleasi del sistema di riparazione dei mismatch PMS2 umano, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce anche con PMS2 murino. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] PMS2 Rabbit pAb
Note/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Specie	Umano
GeneID	5395
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-670 di PMS2 umano (NP_000526.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P54278
Peso della proteina	96 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante