


Anticorpo Policlonale Anti-Pmvk Per Wb - Q15126

Numero articolo: CM0013370



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PMVK umano (Fosfomevalonato chinasi), validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Reagente chiave per la ricerca sulla via del mevalonato e sulla biosintesi del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PMVK Rabbit pAb
Note/Alias	PMK; PMKA; PMKASE; POROK1; HUMPMKI; PMVK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10654
GeneID	10654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-192 di PMVK umano (NP_006547.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15126
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio