

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pnkd Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N490

Numero articolo: CM0029389

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PNKD umano, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Mira a una probabile tioesterasi coinvolta nella disintossicazione, nella biologia muscolare e nei disturbi del movimento. Cross-reattività con umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PNKD Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TAHCCP2; KIPP1184; PNKD
Specie	Umano
Gene ID	25953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-270 di PNKD umano (NP_056303.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	Q8N490
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio