


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pnkp Per Wb, Elisa - Q96T60

Numero articolo: CM0006549



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PNKP validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Prende di mira la proteina PNKP coinvolta nella riparazione del DNA, ideale per gli studi sulle vie BER e NHEJ.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PNKP di coniglio
Note/Alias	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	11284
GeneID	11284
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della PNKP umana (NP_009185.2).)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96T60
Peso molecolare	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante