


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pnkp Per Wb - Q96T60

Numero articolo: CM0028500



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PNKP validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la PNKP umana, murina e di ratto, una chinasi/fosfatasi bifunzionale essenziale per la riparazione del DNA. Ideale per studi sulla riparazione dei danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PNKP Rabbit pAb
Note/Alias	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	11284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-320 della PNKP umana (NP_009185.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	Q96T60
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio