

Anticorpo Policlonale Anti-Pnlip Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P16233

Numero articolo: CM0030680



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla lipasi pancreatica umana (PNLIP), validato per WB, IF-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo dei lipidi e sulla funzione pancreatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PNLIP pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5406
GeneID	5406
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 166-465 di PNLIP umano (NP_000927.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16233
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio