

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pnliprp1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54315

Numero articolo: CM0020210



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina 1 correlata alla lipasi pancreatica inattiva umana (PNLIPRP1/PLRP1), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, ideale per la ricerca pancreatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	PNLIPRP1 Rabbit pAb
Note/Alias	PLRP1; PNLIPRP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5407
GeneID	5407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 298-467 di PNLIPRP1 umano (NP_006220.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54315
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio