

Anticorpo Policlonale Anti-Pnliprp2 Per Wb, If-P, Elisa - P54317

Numero articolo: CM0015553



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al PNLIPRP2/PLRP2 umano. Validato per WB, IF-P, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo lipidico, digestione pancreatica e neuroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PNLIPRP2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PLRP2; PNLIPRP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5408
Gene ID	5408
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 301-470 del PNLIPRP2 umano (NP_005387.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P54317
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio