


Anticorpo Policlonale Anti-Pnma2 Per Wb Ed Elisa - Q9UI42

Numero articolo: CM0031047



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PNMA2 umano (antigene paraneoplastico Ma2), validato per Western blotting ed ELISA. Adatto per la ricerca in neuro-oncologia e sulle sindromi paraneoplastiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PNMA2 Rabbit pAb
Alias/Osservazioni	MA2; MM2; RGAG2; PNMA2
Specie	Umano
ID Gene	10687
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di PNMA2 umano (NP_009188.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
Accessione SWISS	Q9UL42
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca refrigerante